

FICHE TECHNIQUE

TEST 5 DROGUES SALIVAIRE



Le test **multi-drogues** Druglab Saliva stick permet de détecter rapidement et **en une seule étape** un panel de **5 stupéfiants courants**. Le résultat du test est visible au bout de **5 minutes** et le test ne nécessite qu'un simple prélèvement salivaire. Le stick est à **usage unique**.

Caractéristiques techniques test de drogues

Mode de fonctionnement

Dépistage de stupéfiants par prélèvement salivaire

Détection de traces de 5 drogues à partir d'une concentration faible :

Types de drogues détectées et Performances

Abréviation	Test	Seuil	Temps de détection
AMP	Amphétamine	50 ng/ml	10 min–72 heures
BZD	Benzodiazépines	20 ng/ml	10 min–72 heures
COC	Cocaïne	20 ng/ml	10 min–24 heures
OPI	Morphine	40 ng/ml	1 heure –72 heures
THC	Marijuana/Haschisch	12 ng/ml	1 heure – 14 heures

Système de contrôle

Ce test contient un système de contrôle intégré : la ligne de contrôle C

Résultat

Lecture des résultats 5 à 7 minutes max après l'apparition de la ligne C
 Coloration de bandes de couleur pour chaque drogue sur la zone de test
C'est la présence d'un trait qui confirme l'absence de drogue

Conservation

Test à conserver hermétiquement dans son emballage à une température comprise entre 15°C et 30°C.

Composition

Stick 5 tests avec capuchon et notice, sous emballage individuel

Conformité

Conforme à la Directive des dispositifs médicaux in vitro 98/97/EC

Date de péremption

Nous consulter

Utilisation

La THC est hydrophobe (ne se mélange pas à l'eau et ne se trouve pas dans la salive), et elle est lipophile (absorbée par le gras). Il est donc difficile de la retrouver dans la salive

Méthode de détection : frotter sur les joues, sous la langue pour récolter de la molécule présente.

Si la personne a mangé un aliment gras après la prise de drogue, il est possible de ne rien trouver en raison du lavage réalisé par le gras.

La pipette présente est pour faciliter la collecte en cas de perte de connaissance

L'absence de ligne confirme la présence de drogue.

La ligne de contrôle doit toujours apparaître pour confirmer le bon déroulement du test ; son absence invalide le test.

Laisser le test 1 minute sous la langue et poursuivre jusqu'à ce que la couleur rosâtre atteigne la première analyse

Références

60803