

## COUVRE SONDE THERMOMÈTRE AURICULAIRE

### PROTECTION POUR THERMOMÈTRE



#### LES + DU PRODUIT

- DISPOSITIF JETABLE
- HYGIÈNIQUE
- SIMPLE D'UTILISATION

Pour une surveillance précise et plus hygiénique de la température. Les couvre-sondes de notre thermomètre DET-103 permettent une prise de température précise et hygiénique. Il est important que le couvre-sonde sur le capteur de température soit remplacé chaque fois qu'une mesure est prise. Ils garantissent une utilisation hygiénique sans avoir à nettoyer ou désinfecter le capteur et éliminent pratiquement toute contamination croisée. De plus, le changement du couvre-sonde à chaque utilisation garantit que la saleté ou le cérumen ne s'accumulent pas et n'obstruent pas la fenêtre du capteur, ce qui pourrait entraîner des lectures de température inexactes. Ce genre de thermomètre est utilisé pour la mesure de la chaleur générée par la membrane tympanique et les tissus environnants. Le couvre sonde règle un problème hygiénique en maintenant l'extrémité du thermomètre propre et il permet aussi d'éviter la contamination entre patients par l'usage du thermomètre.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**UTILISATION:** auriculaire.

**CONDITIONNEMENT:** Boite de 15 embouts ou carton de 10 boîtes de 15 embouts.

**RÉFÉRENCE:** 60259

#### UTILISATION CONSEILLÉE

Ces couvre-sondes s'utilisent avec le thermomètre médical électronique DET-103. Ce thermomètre est un thermomètre électronique auriculaire doté de toutes les fonctionnalités nécessaires à la prise de température exacte, efficace et fréquente, donc parfaitement adapté au milieu médical. Doté d'un capteur de température à infrarouge, il mesure en 1 seconde avec une grande précision la température corporelle par méthode auriculaire.

REF: 60258

